

## Riktlinjer för hantering av medicintekniska produkter

### Undersökningsutrustning / behandlingshjälpmedel / omvårdnadshjälpmedel

Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som beskrivs i överenskommelsen ”*Ansvarsfördelning medicintekniska produkter m.m. mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län*” samt bilaga 4 i detta dokument ”*Kriterier för förskrivning av omvårdnadshjälpmedel kommunerna i Örebro län*”

I ansvarsfördelningen mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län framgår att det för medicintekniska produkter (MTP) finns särskilda krav på kvalitetssystem och lokala instruktioner. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2017:27) ställs krav på vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för användningen och hanteringen av medicintekniska produkter som fortlöpande följs upp, utvecklas och säkras. Medicinskt ansvariga har ett övergripande ansvar för medicintekniska produkter på uppdrag av vårdgivaren. Riktlinjen revideras av medicinskt ansvariga vid större förändring i lagstiftningen, i länsöverenskommelsen eller lokala förändringar. Översyn av riktlinjen senast hösten 2021.

#### **Bilagor:**

- Bilaga 1 – Arbetsuppgifter för apparatansvarig gällande undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel
- Bilaga 2 – Förteckning över medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel
- Bilaga 3 – Egenkontroll av medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel
- Bilaga 4 – Kriterier för omvårdnadshjälpmedel för kommunerna i Örebro län
- Bilaga 5 – Manual och protokoll för inspektion av lyftsele

## MTP Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel

Produkt	Verksamhet	Anskaffning	Förskrivning	Användning/utbildning	Underhåll	Omdisponering/ utrangering
Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma	Anger var produkterna finns	<b>Ansvarig:</b> Inköpsansvarig/ Utsedd ansvarig  Lokal rutin för inköp kan finnas		<b>Ansvarig</b> Enhetschef och sjuksköterska	<b>Ansvarig:</b> Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	<b>Ansvar:</b> Sjuksköterska/Utsedd ansvarig
Blodsockermätare	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	På varje enhet bör man sträva efter att använda samma typ av blodsockermätare. Beställs enligt lokal rutin.	I ordinarie boende ska diabetikern ha sin egen blodsockermätare.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt blodsockermätare kasseras.
Blodtrycksmätare	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Förslag inköp från Henry Eriksson AB Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Funktionskontroll årligen med kontrollmanometer. Rengöring vid behov.	Uttjänt blodtrycksmätare kasseras.
Kontrollmanometer för blodtrycksmätare	Ska finnas minst en i varje kommun Plats enligt lokal beskrivning.	Förslag inköp från Henry Eriksson AB Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. av apparatansvarig.	Funktionskontroll vart annat år.	Uttjänt manometer kasseras enligt anvisning.
Diskdesinfektor		Enligt upphandlingsförfarande.  Kontakt tas med hygienköterska.		Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Akut och förebyggande underhåll en gång per år av tekniker enligt lokal rutin	Uttjänt diskdesinfektor kasseras.

<b>Produkt</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Anskaffning</b>	<b>Förskrivning</b>	<b>Användning/utbildning</b>	<b>Underhåll</b>	<b>Omdisponering/ utrangering</b>
	Anger var produkterna finns	<b>Ansvarig:</b> Inköpsansvarig/ Utsedd ansvarig		<b>Ansvarig:</b> Enhetschef och sjuksköterska	<b>Ansvarig:</b> Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	<b>Ansvar:</b> Sjuksköterska/Ut- sedd ansvarig
Spoldesinfektor		Enligt upphandlingsförfarande.  Kontakt tas med hygiensköterska.		Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Akut och förebyggande underhåll en gång per år av tekniker via avtal med tillverkaren eller enligt lokal rutin.	Uttjänt spoldesinfektor kasseras.
Droppställningar	Ska finnas inom kommunal vård, enl. länsöverenskommelse	Bekostas av verksamheten.		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Rengöring av hjul som håll fria från skräp.	Uttjänt droppställning kasseras.
Otoskop		Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll enligt tillverkarens bruksanvisning.	Uttjänt otoskåp kasseras.
Stetoskop	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Öronoliver rengörs vid behov.	Uttjänt stetoskop kasseras.
Saturationsmätare				Användning enligt tillverkarens bruksanvisning	Batteri byts vid behov	Uttjänt kasseras

<b>Produkt</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Anskaffning</b>	<b>Förskrivning</b>	<b>Användning/utbildning</b>	<b>Underhåll</b>	<b>Omdisponering/ utrangering</b>
	Anger var produkterna finns	<b>Ansvarig:</b> Inköpsansvarig/Utsedd ansvarig		<b>Ansvarig:</b> Enhetschef och sjuksköterska	<b>Ansvarig:</b> Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	<b>Ansvar:</b> Sjuksköterska/Utседd ansvarig
Inkontinensprodukter			Förskrivs av sjuksköterska med adekvat utbildning utifrån individuell bedömning			
Sug	Särskilt boende, ej LSS boende.			Används enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll 1 gång per år enligt tillverkarens bruksanvisning.	Uttjänt sug kasseras.
Termometer digital	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Dokumentation ska göras om vilken mätmetod som används.	Batteri byts vid behov.	Uttjänt termometer kasseras.
Våg, sittvåg		Corina Medical		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Kontroll av våg, sker med hjälp av kontrollerade vikter.	Uttjänt sittvåg kasseras.
Bladderscan <i>Finns i vissa kommuner, borde finnas minst en i varje kommun</i>		Inte krav (Lånas ofta från lokal vårdcentral)			Kalibreras enligt tillverkarens bruksanvisning	

## MTP Omvårdnadshjälpmedel

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<p>Omfattar de produkter som idag finns inom varje produktgrupp:</p> <p>Hygien</p> <p>Förflyttning</p> <p>Säng</p> <p>Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma</p>	<p><b>Ansvarig:</b> Inköpsansvarig eventuellt i samråd med MAS/MAR</p> <p>Lokal rutin för inköp kan finnas.</p>	<p><b>Ansvarig:</b> Patientansvarig arbetsterapeut förskriver enligt förskrivningsprocessen och kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län.</p>	<p><b>Ansvarig:</b> Enhetschef ansvarar för att personal får instruktion/ utbildning och att den efterlevs.</p> <p>Förskrivare ger instruktion och utbildning och ser till att aktuell bruksanvisning följer produkten.</p>	<p><b>Övergripande ansvar:</b> MAS/MAR (eller den av verksamhetschef utsedd)</p> <p>Underhåll/service ska ske enligt leverantörens anvisningar.</p> <p><b>Ansvarig:</b> Förskrivare Tekniker Omvårdnadspersonal Brukaren/närstående</p>	<p><b>Övergripande ansvar:</b> MAS/MAR (eller den av verksamhetschef utsedd)</p> <p><b>Ansvarig:</b> Förskrivare Tekniker All personal har ansvar för att trasiga hjälpmedel genast tas ur bruk</p>

## HYGIEN

<b>Duschvagn</b>	Bekostas av kommunen. Individer märks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Dagligt underhåll och rengöring sköts av omvårdnadspersonal. Akut och förebyggande underhåll av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
------------------	--	--	---	--	--

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Hygienstol på hjul</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Dagligt underhåll och rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut och förebyggande underhåll av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>Tillbehör Hygienstol på hjul</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bäcken</b></li> <li>• <b>Mjuksits</b></li> <li>• <b>Bålstöd</b></li> <li>• <b>Bälte mm</b></li> </ul>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Använd endast tillbehör godkända av tillverkaren enligt bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Dagligt underhåll och rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut och förebyggande underhåll av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när det inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>FÖRFLYTTNING</b>					
<b>Förflyttningshjälpmedel:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>glidlakan/draglakan</b></li> <li>• <b>glidmatta/glidtyg</b></li> <li>• <b>glidtäcke</b></li> <li>• <b>glidbräda</b></li> <li>• <b>förflyttningsbälte</b></li> <li>• <b>förflyttningsstöd</b></li> <li>• <b>vridplatta</b></li> <li>• <b>förhöjningsplatta</b></li> <li>• <b>uppresningsstöd</b></li> </ul>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när det inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Vridplatta med handtag</b> <b>Överflyttningsplattform</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>Stålyft/uppresningslyft</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut/förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker. Besiktning 1gång/år av ackrediterad person.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Lyft, mobil</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut/förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker. Besiktning 1gång/år av ackrediterad person.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Taklyft fristående</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut/ förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker.  Besiktning 1gång/år av ackrediterad person.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>Taklyft fast monterad</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut/förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker. Besiktning 1gång/år av ackrediterad person.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Lyfttillbehör</b> • Byglar	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Använd endast tillbehör godkända av tillverkaren enligt bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Akut/förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.



Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Lyftsele</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån kriterier för omvårdnadshjälpmedel.  Utprovningsprotokoll/instruktion samt bruksanvisning med tvåtråd för lyftselen skall finnas.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.  Periodisk besiktning 2ggr/år av ansvarig arbetsterapeut.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Trasig lyftsele tas genast ur bruk. Utrangering bedöms av arbetsterapeut/tekniker.
<b>SÄNG</b>					
<b>Vårdsäng</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.  Akut/förebyggande underhåll/säkerhetskontroll av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Sängtillbehör vårdssäng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stödhandtag/ vändhandtag</b></li> <li>• <b>Uppresningsstöd</b></li> <li>• <b>Dävert/lyftbåge</b></li> <li>• <b>Sängbygel</b></li> </ul>	Bekostas av kommunen. Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Använd endast tillbehör godkända av tillverkaren enligt bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>Grindskydd</b>	Bekostas av kommunen. Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Använd endast tillbehör godkända av tillverkaren enligt bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när det inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.

Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Sängdävert, fristående</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Förhöjningsklossar</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker

<b>MADRASSER</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Anskaffning</b>	<b>Förskrivning</b>	<b>Användning/ utbildning</b>	<b>Underhåll</b>	<b>Retur/ utrangering</b>
<b>Basmadrass</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Medföljer vid förskrivning av våldsäng.	Används enligt tillverkarens bruksanvisning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker.
<b>Medelriskmadrass</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Medföljer vid förskrivning av våldsäng.	Används enligt tillverkarens bruksanvisning	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Madrass Medelrisk luftväxlande</b>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	RAPS-bedömning och hudbedömning görs av arbetsterapeut och sjuksköterska.  Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring utförs av omvårdnadspersonal, den enskilde eller anhörig.  Akut och förebyggande underhåll av kompressorer görs av tekniker.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker

Övrigt					
Produkt	Anskaffning	Förskrivning	Användning/ utbildning	Underhåll	Retur/ utrangering
<b>Hälskydd</b>	Inte på avtal Ingår inte i sortimentet för alla kommuner.	RAPS-bedömning och hudbedömning görs av arbetsterapeut och sjuksköterska.  Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel	Används enligt tillverkarens bruksanvisning	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal.	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Positioneringskuddar</b>  <i>Lokal rutin kan finnas (Hanteras som grundutrustning på boenden i vissa kommuner)</i>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker
<b>Fallskyddsmatta</b>  <i>Lokal rutin kan finnas (Hanteras som grundutrustning på boenden i vissa kommuner)</i>	Bekostas av kommunen.  Individmärks och registreras enligt lokal rutin.	Förskrivs av ansvarig arbetsterapeut utifrån gällande kriterier för omvårdnadshjälpmedel.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.  Ansvarig arbetsterapeut instruerar i samband med utprovning.	Daglig funktionskontroll samt rengöring sköts av omvårdnadspersonal	Rapporteras till patientansvarig arbetsterapeut när den inte längre används. Utrangering bedöms av tekniker



DEGERFORS  
KOMMUN



KUMLA KOMMUN



ASKERSUNDS  
KOMMUN



HÄLLEFORS  
KOMMUN



HALLSBERGS  
KOMMUN



Region Örebro län



LJUSNARSBERGS  
KOMMUN



KARLSKOGA  
KOMMUN



LINDESBERGS  
KOMMUN



LAXÅ  
KOMMUN



LEKEBERGS  
KOMMUN



ÖREBRO



NORA  
KOMMUN